


NP NP容器 をお使いになる方へ

お取扱い上の注意

この「お取扱い上の注意」をよく読んでからお使いください。

NP容器は、フィルターが付いた点眼容器です。

フィルターを使用することで、薬液の無菌性を保ち、特に防腐剤であるベンザルコニウム塩化物等の使用を控えることが可能となりました。




お取り扱い上の注意

ご使用にあたっては医師又は薬剤師の指示に従ってください。

- 最初の薬液が出てくるまで容器を押してください。
(フィルター付き点眼容器のため、薬液が出てくるまでに少し時間がかかります。)



- 青い部分は、ノズル (薬液が出てくる箇所) です。ノズルを突いたり、手で開けたりしないでください。



- 薬液量が減ってきたら、できるだけ容器を立てて点眼するようにしてください。

